

Montage Visière de protection

Sécurité


Contenu :

Chaque visière est livrée semi assemblée (Bandeau + Ecran facial plat)

A désinfecter régulièrement.


Le port de la visière ne dispense pas des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.

Mode d'emploi



Ajuster le dimension du bandeau à votre tour de tête.

Replier la languette



Monter la visière de protection sur le bandeau.
Faire passer la languette dans une fente avant puis la faire ressortir par une fente arrière

Replier la languette